

용 도 설 명 서

구 분	내 용
코 드 번 호	OH197-FW
물품명·규격·단위	Optimalhisto™ Pre-Cleaned Microscope Slides · Frosted white, 100pcs/pk
수입원	강동그룹 / OEM
주사용 진료과	병리과 / 진단검사의학과
물품이미지	 Optimalhisto™(OH197-FW) — 물품 단위 이미지 PK(좌) / 카톤(우)
용도 설명 및 제품 주의사항	1. 제품 용도 광학현미경 관찰 시 검체(조직·세포·혈액)를 올려놓기 위한 투명한 유리판 입니다. 평면성과 투과율이 우수한 판유리를 채택하여 최적의 검사 결과를 도출할 수 있도록 돕습니다. 본 제품의 인쇄면(Frosted)에 슬라이드 색인기를 이용하여 인쇄가 가능하여, 검체 정보를 기록할 수 있습니다. 슬라이드 색인기 인쇄 시 걸림 현상을 방지하기 위해 수평유지용 SPOT 포인트와 45° Edge를 적용하였습니다.
	2. 사용 목적 • 실험실용 및 시료의 현미경 검사 • 검체(조직·세포·혈액) 고정 및 광학현미경 검경·진단·연구 • Super White Glass 를 채택하여 시료의 선명한 가시성 확보
	3. 재질 및 규격 • 재질: Super White Glass (고순도 백유리) • 규격: 76 x 26mm (두께: 1.0 ± 0.05mm) • 특징: Ground edges(연마된 모서리), 45° Corner, Frosted: 흰색, 20 x 26mm(정보 기입란)
	4. 기기 연동 • 모든 표준 광학 현미경, 자동 염색기, 봉입기, 슬라이드 색인기, 스캐너 장비와 호환
	5. 사용 시 주의사항 등 • 유리 제품이므로 파손 및 날카로운 단면에 의한 자상에 주의 (Warning) • 개봉 후에는 습도가 낮은 곳에 보관하고 가급적 빨리 사용 (Caution) • 일회용 제품으로 재사용을 금지하며 의료폐기물 기준에 따라 폐기